

## FICHE TECHNIQUE

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>Référence</b>   | 053126                        |
| <b>Désignation</b> | Etiquettes<br>cryo-tags laser |



### Description :

- ✓ Spécialement destinées aux microtubes 0,5 ml
- ✓ Autoclavables
- ✓ Ne se décolle pas au bain marie
- ✓ Ne se déchirent pas
- ✓ Très résistantes aux agressifs chimiques
- ✓ Température d'utilisation : jusqu'à -196°C
- ✓ Conditionnées sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante laser
- ✓ Disposition par feuilles : 7 x 17 mm
- ✓ Nombre d'étiquettes par feuilles : 119
- ✓ Coloris : orange
- ✓ Dimensions : 24 x 13 mm

### Unité de vente :

2380 Etiquettes cryo-tags laser