

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	053127
<b>Désignation</b>	Etiquettes cryo-tags laser



### Description :

- ✓ Spécialement destinées aux microtubes 0,5 à 2 ml
- ✓ Autoclavables
- ✓ Ne se décollent pas au bain marie
- ✓ Ne se déchirent pas
- ✓ Très résistantes aux agressifs chimiques
- ✓ Température d'utilisation : jusqu'à -196°C
- ✓ Conditionnées sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante laser
- ✓ Disposition par feuilles : 3 x 20 mm
- ✓ Nombre d'étiquettes par feuilles : 60
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Dimensions : 64 x 13 mm

### Unité de vente :

1200 Etiquettes cryo-tags laser