

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	053133
<b>Désignation</b>	Etiquette spéciale cryogénie 38 x 6 mm coloris orange



### Description :

- ✓ Etiquettes adhésives spécialement destinées aux supports utilisés en travaux cryogéniques : microplaque
- ✓ Autoclavables
- ✓ Ne se décolle pas au bain-marie
- ✓ Ne se déchirent pas
- ✓ Très résistantes aux agressifs chimiques
- ✓ Température d'utilisation : jusqu'à -196 °C
- ✓ Coloris orange
- ✓ Conditionnées sur feuilles 21,6 x 29,7 cm pour imprimante laser
- ✓ Disposition/feuille : 4 x 39
- ✓ Nombre d'étiquette/feuille : 156

### Unité de vente :

3120 Etiquettes