

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	053134
<b>Désignation</b>	Etiquettes tough-spots rondes



### Description :

- ✓ Etiquettes adhésives rondes ultra-résistantes
- ✓ Pour identification et marquage de microtubes sur leur capuchon
- ✓ En PVC
- ✓ Autoclavables
- ✓ Congelables
- ✓ Acceptent l'immersion en bain-marie à 100°C
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Acceptent le marquage au marqueur
- ✓ Température d'utilisation : -80°C à +121°C
- ✓ Conviennent aux microtubes et tubes 0,5 à 1,5 ml
- ✓ Sur feuilles à imprimer
- ✓ Dimensions Ø 9,5 mm
- ✓ Disposition / feuilles : 12 x 16
- ✓ Nbr étiquettes / feuille : 192
- ✓ Coloris : blanc

### Unité de vente :

3840 Etiquettes tough-spots rondes