

FICHE TECHNIQUE

Référence	053147
Désignation	Etiquettes tough-spots rondes



Description :

- ✓ Etiquettes adhésives rondes ultra-résistantes
- ✓ Pour identification et marquage de microtubes sur leur capuchon
- ✓ En PVC
- ✓ Autoclavables
- ✓ Congelables
- ✓ Acceptent l'immersion en bain-marie à 100°C
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Acceptent le marquage au marqueur
- ✓ Température d'utilisation : -80°C à +121°C
- ✓ Conviennent aux tubes 50 ml
- ✓ Sur feuilles à imprimer
- ✓ Dimensions Ø 25 mm
- ✓ Disposition / feuilles : 7 x 9
- ✓ Nbr étiquettes / feuille : 63
- ✓ Coloris : blanc

Unité de vente :

1260 Etiquettes tough-spots rondes