

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	053155
<b>Désignation</b>	Etiquette pour lame de microscopie coloris vert



---

### Description :

- ✓ Etiquettes adhésives de bonne résistance aux solvants et aux températures (-70 °C à +100 °C) pour lames de microscopie.
- ✓ Coloris vert
- ✓ Dimensions : L x l : 22 x 22 mm
- ✓ Présentation sur feuille de 96 étiquettes pour imprimante d'ordinateur  
25 feuilles par boîte, soit 2400 étiquettes

### Unité de vente :

2400 Etiquettes

---