

FICHE TECHNIQUE

Référence	053158
Désignation	Etiquette pour lame de microscopie coloris jaune



Description :

- ✓ Etiquettes adhésives de bonne résistance aux solvants et aux températures (-70 °C à +100 °C) pour lames de microscopie.
- ✓ Coloris jaune
- ✓ Dimensions : L x l : 22 x 22 mm
- ✓ Présentation sur feuille de 96 étiquettes pour imprimante d'ordinateur
25 feuilles par boîte, soit 2400 étiquettes

Unité de vente :

2400 Etiquettes
