

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Référence</b>   | 053165  |
| <b>Désignation</b> | Etiquette tough spots 4,8 mm blanc en rouleau |



---

### Description :

- ✓ Etiquettes adhésives rondes ultra-résistantes pour identification et marquage de tubes et microtubes sur leur capuchon. Conviennent en particuliers aux bouchons des microtubes 0,5 à 2 ml et des tubes coniques 15 ml et 50 ml.
- ✓ En PVC
- ✓ Autoclavables
- ✓ Congelables
- ✓ Acceptent l'immersion en bain-marie à 100 °C
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Acceptent le marquage au marqueur
- ✓ Température d'utilisation : - 80 °C à +121 °C
- ✓ Points 4.8 mm coloris blanc
- ✓ Sur rouleaux

### Unité de vente :

1500 Etiquettes

---