


## DOUBLE THERMOMETRE INTERIEUR / EXTERIEUR



### Ref 053204

- Plage de température int./ext. -50° à +70°C
- Précision  $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- Résolution 0,1°C
- Fixation murale ou béquille
- Longueur du câble de la sonde température : 1 mètre
- Mémoire des maxi/mini intérieur/extérieur
- Dim : 135x75mm / 75g
- Pile AAA

Nomenclature Douane : 9025192090 (sous réserve de modification)  
Origine : CHINE