



THERMOMETRE A PLANTER



Ref 2280/2AT – De poche / Alarmes de T°

- Plage de température : -50° à +300°C
- Sélection °C/°F
- Préc : ± 1°C jusqu'à 250°C / Résolution 0,1°C
- Mémoire maxi/mini
- Alarmes de température maxi/mini
- Fonction Hold « valeur figée »
- Sonde métal Ø 3,5x100mm / Câble 450mm
- Extinction auto après 1H
- Boitier ABS
- Dim 85x45x15mm / 200g
- Pile 357

Code douanier 902519910009A – Origine CHINE
(sous réserve de modification)