

FICHE TECHNIQUE

Référence	053275
Désignation	Bain à ultrasons



Description :

- ✓ Bain à ultrasons
- ✓ Réservoir acier inoxydable
- ✓ Minuterie 5 cycles avec affichage numérique
- ✓ Alimentation : 230V - 42 kHz
- ✓ Poids : 1,8 kg
- ✓ Dimensions interne : 160 x 128 x 46 mm
- ✓ Dimensions externe : 230 x 180 x 160 mm
- ✓ Capacité 1,4 L

Unité de vente :

1 Bain à ultrasons
