

COMPTEUR DE TABLE



Ref 053288

- 2 comptages : 1/10^{ème} sec jusqu'à 9h59'59" et 1/100^{ème} min jusqu'à 9999.9
- 2 comptes à rebours répétitif (T1 et T2) utilisation en alternance ou séparément
- Présignalisation de 3 sec avant la fin du temps (3 bips et alarme puissante)
- En alternance : décompte de T1, présignalisation de 3 sec. avant la fin du temps puis décompte de T2 présignalisation/ alarme → répétition
- Séparément : décompte de T1 ou T2, présignalisation/alarme → répétition
- Alarme de 0 à 100 dB
- Horloge
- Boîtier ABS
- Chiffres 20 mm
- Dim : 180x130x49/95mm – Poids 390g
- Pile R6