

THERMOMETRE DIGITAL



Ref 053294 - Réfrigérateur / Congélateur

- Température : -30°C à +50°C
- Résolution 0,1°C / Précision $\pm 1^\circ\text{C}$
- Température Maxi/Mini affichées
- Symbole froid ❄️❄️❄️
- Support recto/verso avec adhésif / Béquille
- Dim : 72x90x13mm / 65g
- Pile CR2032



Support d'encastrement
recto/verso



Fixation derrière vitrine, fenêtre...



Fixation sur mur chambre froide,
paroi réfrigérateur...