

FICHE TECHNIQUE

Référence	053363
Désignation	Étiquettes



Description :

- ✓ Étiquettes rondes Tough-Spots
- ✓ Pour identification et marquage de tubes et microtubes sur leur capuchon
- ✓ Ultra-résistantes
- ✓ En PVC
- ✓ Autoclavables
- ✓ Congelables
- ✓ Acceptent l'immersion en bain-marie à 100 °C
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Acceptent le marquage au marqueur
- ✓ Température d'utilisation : - 80 °C à +121 °C
- ✓ En rouleaux
- ✓ Coloris : assortis
- ✓ Diamètre : 9.5 mm
- ✓ Pour microtubes et tubes : 0.5 à 1.5 ml

Unité de vente :

1 Rouleau de 5000 étiquettes
