

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	053364
<b>Désignation</b>	Etiquette tough-spots blanc 13 mm en rouleau



### Description :

- ✓ Etiquettes adhésives rondes ultra-résistantes pour identification et marquage de tubes et microtubes sur leur capuchon. Conviennent en particuliers aux bouchons des microtubes 0,5 à 2 ml et des tubes coniques 15 ml et 50 ml.
- ✓ En PVC
- ✓ Autoclavables
- ✓ Congelables
- ✓ Acceptent l'immersion en bain-marie à 100 °C
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Acceptent le marquage au marqueur
- ✓ Température d'utilisation : - 80 °C à +121 °C
- ✓ Points 12.5 mm coloris blanc
- ✓ Sur rouleaux

### Unité de vente :

5000 Etiquettes

---