

FICHE TECHNIQUE

Référence	053380
Désignation	Etiquettes



Description :

- ✓ En PVC
- ✓ Conviennent en particuliers aux bouchons des microtubes 0,5 à 2 ml et des tubes coniques 15 ml et 50 ml
- ✓ Autoclavables
- ✓ Congelables
- ✓ Acceptent l'immersion en bain-marie à 100 °C
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Acceptent le marquage au marqueur
- ✓ Température d'utilisation : - 80 °C à +121 °C

Caractéristiques techniques :

- ✓ Etiquette ronde
- ✓ Diamètre 9,5 mm
- ✓ Coloris : orange

Unité de vente :

1 Rouleau de 1000 Etiquettes