

FICHE TECHNIQUE

Référence	053381
Désignation	Étiquettes rondes



Description :

- ✓ En PVC
- ✓ Conviennent particulièrement aux bouchons de microtubes 0,5 à 1,5 ml
- ✓ Autoclavables
- ✓ Congelables
- ✓ Acceptent l'immersion en bain-marie à 100 °C
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Acceptent le marquage au marqueur
- ✓ Température d'utilisation : - 80 °C à +121 °C
- ✓ Diamètre : 9,5 mm
- ✓ Coloris : rose

Unité de vente :

1 Rouleau de 1000 étiquettes
