

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---|
| Référence | 053383 |
| Désignation | Etiquette tough-spots café 13 mm en rouleau |



Description :

- ✓ Etiquettes adhésives rondes ultra-résistantes pour identification et marquage de tubes et microtubes sur leur capuchon. Conviennent en particuliers aux bouchons des microtubes 0,5 à 2 ml et des tubes coniques 15 ml et 50 ml.
- ✓ En PVC
- ✓ Autoclavables
- ✓ Congelables
- ✓ Acceptent l'immersion en bain-marie à 100 °C
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Acceptent le marquage au marqueur
- ✓ Température d'utilisation : - 80 °C à +121 °C
- ✓ Points 13 mm coloris café
- ✓ Sur rouleaux

Unité de vente :

1000 Etiquettes
