

FICHE TECHNIQUE

Référence	053404
Désignation	Étiquettes tough-tags



Description :

- ✓ Rouleau à double étiquette : ronde et rectangulaire
- ✓ Pour étiqueter les tubes et les bouchons simultanément
- ✓ Idéal pour les microtubes
- ✓ Adhère fortement aux microtubes, tubes à essai, boîtes de stockage et aux lames de microscope
- ✓ Résiste aux solvants organiques et aux agents caustiques
- ✓ Formatee pour l'écriture manuscrite



Caractéristiques techniques :

- ✓ Rouleau de 500 étiquettes rondes + 500 étiquettes rectangulaires
- ✓ Dimensions étiquettes rondes : 11 mm
- ✓ Dimensions étiquettes rectangulaires : 33 x 13 mm
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Températures d'utilisation : -40°C à +121°C

Unité de vente :

1 Rouleau de 1 000 étiquettes (500 rondes + 500 rectangulaires)