

FICHE TECHNIQUE

Référence	053409
Désignation	Etiquette cryo- babies 24 x 13 mm en rouleau



Description :

- ✓ Etiquettes auto-adhésives Tough-Tags en rouleau
- ✓ Indéchirables, indécollables... La multiplicité des échantillons, la nécessité de stocker, classer, retracer les spécimens, exigent un système d'étiquetage et de référencement parfaitement adapté.
- ✓ Modèles en couleur, blancs et transparents
- ✓ Elles supportent des températures comprises entre -40 °C et +100 °C (bain marie)
- ✓ Congelables et autoclavables
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Marquage au stylo, feutre, crayon, marqueur
- ✓ Ne se décollent pas accidentellement
- ✓ Dimensions : 24 x 13 mm

Unité de vente :

1000 Etiquettes