


FICHE TECHNIQUE

Référence	053423
Désignation	Orienteur de plaques couleur horizontal 384 puits x 2



Description :

- ✓ Pour l'identification rapide des échantillons
- ✓ Pour microplaque à 24, 48 ou 96 puits (réf. 053420 à 053422)
- ✓ Cartes à bandes de couleur en horizontal
- ✓ Pour plaques 384 puits
- ✓ Format microplaque permettant de faciliter le repérage des colonnes et des lignes

Unité de vente :

2 Orienteurs de plaque