


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	053443
<b>Désignation</b>	Double rack coolsafe



### Description :

- ✓ Pour 2 plaques PCR 96 puits, tubes individuels ou en barrettes
- ✓ Capacité 12 microtubes 0,5 ml et 8 microtubes 1,5 ml sur les côtés
- ✓ Idéal pour les transferts de liquides sensibles à la température
- ✓ Dimensions : 157 x 165 x 25,4 mm

### Unité de vente :

1 Double rack coolsafe

---