

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	053445
<b>Désignation</b>	Etiquette spéciale cryogénie 24 x 13 mm coloris transparent



### Description :

- ✓ Etiquettes adhésives spécialement destinées aux supports utilisés en travaux cryogéniques : tubes, microtubes, cryotubes, boîtes de conservation, etc.
- ✓ Autoclavables
- ✓ Ne se décolle pas au bain-marie
- ✓ Ne se déchirent pas
- ✓ Très résistantes aux agressifs chimiques
- ✓ Température d'utilisation : jusqu'à -196 °C
- ✓ Coloris transparent
- ✓ Conditionnées sur feuilles 21,6 x 29,7 cm pour imprimante laser
- ✓ Etiquettes 24 x 13 mm
- ✓ Disposition/feuille : 7 x 17
- ✓ Nombre d'étiquette/feuille : 119
- ✓ Pour microtubes 0,5 ml

### Unité de vente :

2380 Etiquettes