


FICHE TECHNIQUE

Référence	053469
Désignation	Bac à glace



Description :

- ✓ En polystyrène expansé triple densité
- ✓ Hyper-isolant
- ✓ Garde la glace 30 % plus longtemps qu'un bac classique
- ✓ Empilable
- ✓ Légers
- ✓ Résiste au mélange glace-éthanol, glace carbonique et azote liquide
- ✓ Volume : 9 litres
- ✓ Coloris : bleu
- ✓ Dimensions extérieures : 438 x 343 x 126 mm
- ✓ Dimensions intérieures : 344 x 249 x 106 mm

Unité de vente :

1 Bac à glace
