

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	053476
<b>Désignation</b>	Etiquette Tough - Tags jaune 33 x 13 mm pour microtubes 1,5 et 2 ml



### Description :

- ✓ Indéchirables, indécollables... La multiplicité des échantillons, la nécessité de stocker, classer, retracer les spécimens, exigent un système d'étiquetage et de référencement parfaitement adapté.
- ✓ La gamme des étiquettes ci-dessous répond à toutes les applications.
- ✓ Etiquettes pour microtubes 1,5 et 2 ml
- ✓ Etiquettes pré-découpées sur feuille pour imprimante d'ordinateur
- ✓ Coloris jaune
- ✓ Elles supportent des températures comprises entre -40 °C et +100 °C (bain marie)
- ✓ Congelables et autoclavables
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Marquage au stylo, feutre, crayon, marqueur
- ✓ Ne se décolle pas accidentellement
- ✓ Etiquettes auto-adhésives colorées Tough-Tags sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante d'ordinateur

### Unité de vente :

2125 Etiquettes