

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	053490
<b>Désignation</b>	Étiquettes cryo-tags laser



### Description :

- ✓ Utilisation : rack cryoboîte
- ✓ Autoclavables
- ✓ Ne se décolle pas au bain marie
- ✓ Ne se déchirent pas
- ✓ Très résistantes aux agressifs chimiques
- ✓ Température d'utilisation : jusqu'à -196°C
- ✓ Conditionnées sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante laser
- ✓ Disposition par feuilles : 3 x 10 mm
- ✓ Nombre d'étiquettes par feuilles : 30
- ✓ Coloris : assortis
- ✓ Dimensions : 67 x 25 mm

### Unité de vente :

600 Étiquettes cryo-tags laser