

## FICHE TECHNIQUE

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Référence</b>   | 053498   |
| <b>Désignation</b> | Etiquette Tough -<br>Tags bleue 33 x 13<br>mm pour microtubes<br>1,5 et 2 ml |



### Description :

- ✓ Indéchirables, indécollables... La multiplicité des échantillons, la nécessité de stocker, classer, retracer les spécimens, exigent un système d'étiquetage et de référencement parfaitement adapté.
- ✓ La gamme des étiquettes ci-dessous répond à toutes les applications.
- ✓ Etiquettes pour microtubes 1,5 et 2 ml
- ✓ Etiquettes prédécoupées sur feuille pour imprimante d'ordinateur
- ✓ Coloris bleu
- ✓ Elles supportent des températures comprises entre -40 °C et +100 °C (bain marie)
- ✓ Congelables et autoclavables
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Marquage au stylo, feutre, crayon, marqueur
- ✓ Ne se décolle pas accidentellement
- ✓ Etiquettes auto-adhésives colorées Tough-Tags sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante d'ordinateur

### Unité de vente :

2125 Etiquettes