

FICHE TECHNIQUE

Référence	053500
Désignation	Etiquette tough-tags laser 24 x 13 mm bleu x 2975



Description :

- ✓ Indéchirables, indécollables... La multiplicité des échantillons, la nécessité de stocker, classer, retracer les spécimens, exigent un système d'étiquetage et de référencement parfaitement adapté.
- ✓ La gamme des étiquettes ci-dessous répond à toutes les applications.
- ✓ Etiquettes pour microtubes 0.5 ml
- ✓ Etiquettes prédécoupées sur feuille pour imprimante d'ordinateur
- ✓ Coloris bleu
- ✓ Elles supportent des températures comprises entre -40 °C et +100 °C (bain marie)
- ✓ Congelables et autoclavables
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Marquage au stylo, feutre, crayon, marqueur
- ✓ Ne se décolle pas accidentellement
- ✓ Etiquettes auto-adhésives colorées Tough-Tags sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante d'ordinateur

Unité de vente :

2975 Etiquettes