

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---|
| Référence | 053504 |
| Désignation | Etiquette Tough - Tags orange 38 x 19 mm pour tubes hémolyse |



Description :

- ✓ Indéchirables, indécollables... La multiplicité des échantillons, la nécessité de stocker, classer, retracer les spécimens, exigent un système d'étiquetage et de référencement parfaitement adapté.
- ✓ La gamme des étiquettes ci-dessous répond à toutes les applications.
- ✓ Etiquettes pour tubes hémolyse
- ✓ Etiquettes prédécoupées sur feuille pour imprimante d'ordinateur
- ✓ Coloris orange
- ✓ Elles supportent des températures comprises entre -40 °C et +100 °C (bain marie)
- ✓ Congelables et autoclavables
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Marquage au stylo, feutre, crayon, marqueur
- ✓ Ne se décolle pas accidentellement
- ✓ Etiquettes auto-adhésives colorées Tough-Tags sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante d'ordinateur

Unité de vente :

1500 Etiquettes