

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	053512
<b>Désignation</b>	Etiquette spéciale cryogénie 25 x 25 mm blanche



### Description :

- ✓ Indéchirables, indécollables... La multiplicité des échantillons, la nécessité de stocker, classer, retracer les spécimens, exigent un système d'étiquetage et de référencement parfaitement adapté.
- ✓ Etiquettes prédécoupées sur feuille pour imprimante d'ordinateur
- ✓ Coloris blanc
- ✓ Elles supportent des températures comprises entre -40 °C et +100 °C (bain marie)
- ✓ Congelables et autoclavables
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Marquage au stylo, feutre, crayon, marqueur
- ✓ Ne se décollent pas accidentellement
- ✓ Etiquettes auto-adhésives colorées Tough-Tags sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante d'ordinateur

### Unité de vente :

2000 Etiquettes

---