

FICHE TECHNIQUE

Référence	053515
Désignation	Étiquettes Tough- Tags



Description :

- ✓ Étiquettes spéciales cryogénie
- ✓ Étiquettes pour microtubes et tubes
- ✓ Étiquettes pré-découpées sur feuille pour imprimante d'ordinateur
- ✓ Elles supportent des températures comprises entre -40 °C et +100 °C (bain marie)
- ✓ Congelables et autoclavables
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Marquage au stylo, feutre, crayon, marqueur
- ✓ Ne se décolle pas accidentellement
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Auto-adhésives
- ✓ Sur feuilles 21,6 x 27,9 cm
- ✓ Dimensions L x l : 23 x 8 mm
- ✓ Disposition par feuille : 3 x 33
- ✓ Nombre d'étiquettes par feuille : 99
- ✓ Pour microplaques de 1.5 à 2 ml
- ✓ Nombre d'étiquettes par paquet : 2475

Unité de vente :

1 Paquet