

FICHE TECHNIQUE

Référence	053519
Désignation	Etiquette Tough - Tags orange 32 x 13 mm pour microtubes 1,5 et 2 ml - rouleau



Description :

- ✓ Indéchirables, indécollables... La multiplicité des échantillons, la nécessité de stocker, classer, retracer les spécimens, exigent un système d'étiquetage et de référencement parfaitement adapté.
- ✓ Etiquettes prédécoupées sur feuille pour imprimante d'ordinateur
- ✓ Coloris orange
- ✓ Elles supportent des températures comprises entre -40 °C et +100 °C (bain marie)
- ✓ Congelables et autoclavables
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Marquage au stylo, feutre, crayon, marqueur
- ✓ Ne se décollent pas accidentellement
- ✓ En rouleau

Unité de vente :

1000 Etiquettes
