

FICHE TECHNIQUE

Référence	053521
Désignation	Etiquette résistante au xylène 22 x 22 mm - rouleau



Description :

- ✓ Indéchirables, indécollables... La multiplicité des échantillons, la nécessité de stocker, classer, retracer les spécimens, exigent un système d'étiquetage et de référencement parfaitement adapté.
- ✓ Congelables et autoclavables
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Marquage au stylo, feutre, crayon, marqueur
- ✓ Ne se décolle pas accidentellement
- ✓ Etiquettes en polyester
- ✓ Haute résistance aux solvants
- ✓ Température d'utilisation : -40 °C à 121 °C
- ✓ Résistant au bain-marie, à l'autoclavage et à une congélation jusqu'à -40 °C
- ✓ En rouleau

Unité de vente :

100 Etiquettes
