

FICHE TECHNIQUE

Référence	053523
Désignation	Étiquettes cryo-tags laser



Description :

- ✓ Utilisation : microtubes 0,5 ml
- ✓ Autoclavables
- ✓ Ne se décollent pas au bain marie
- ✓ Ne se déchirent pas
- ✓ Très résistantes aux agressifs chimiques
- ✓ Température d'utilisation : jusqu'à -196°C
- ✓ Conditionnées sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante laser
- ✓ Disposition par feuilles : 7 x 17
- ✓ Nombre d'étiquettes par feuilles : 119
- ✓ Coloris : assortis
- ✓ Dimensions : 24 x 13 mm

Unité de vente :

2380 Étiquettes cryo-tags laser