

FICHE TECHNIQUE

Référence	053526
Désignation	Étiquettes cryo-laser



Description :

- ✓ Utilisation : microplaque
- ✓ Autoclavables
- ✓ Ne se décollent pas au bain marie
- ✓ Ne se déchirent pas
- ✓ Très résistantes aux agressifs chimiques
- ✓ Température d'utilisation : jusqu'à -196°C
- ✓ Conditionnées sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante laser
- ✓ Disposition par feuilles : 4 x 39
- ✓ Nombre d'étiquettes par feuilles : 156
- ✓ Coloris : assortis
- ✓ Dimensions : 38 x 6 mm

Unité de vente :

3120 Étiquettes cryo-laser