

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	053721
<b>Désignation</b>	Support Filtre analytique



### Description :

- ✓ Support filtre analytique en acier inoxydable
- ✓ À utiliser pour la filtration sous vide de petits volumes de liquides en vue d'une analyse détaillée de la contamination particulaire
- ✓ Entièrement en acier inoxydable 316 de haute qualité
  
- ✓ Corps en acier inoxydable
- ✓ Joint plats/toriques en PTFE
  
- ✓ Diamètre du filtre : 13 mm
- ✓ Diamètre extérieur du support filtre : 38 mm
- ✓ Longueur du support filtre : 89 mm
  
- ✓ Surface de filtration : 0,7 cm<sup>2</sup>
- ✓ Vide/pression : pression
  
- ✓ Raccord d'entrée : entonnoir
- ✓ Capacité de l'entonnoir : 40 ml
- ✓ Raccord de sortie : Luer mâle à coulissement

### Unité de vente :

1 Support filtre

---