

FICHE TECHNIQUE

Référence	054102
Désignation	Pot 1,18 litres



Description :

- ✓ Pot cylindrique Unipak grand volume
- ✓ En polypropylène vierge agréé contact alimentaire
- ✓ Avec anse plastique
- ✓ Economique
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Couvercle emboîtant à commander séparément

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 1,18 litres
- ✓ Dimensions (∅ bas x ∅ haut x hauteur) : 105 x 133 x 130 mm

Unité de vente :

2 600 Pots 1,18 litres
