

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>Référence</b>   | 054103                         |
| <b>Désignation</b> | Couvercle pour pot 1,18 litres |



### Description :

- ✓ Couvercle emboîtant
- ✓ Pour pot cylindrique Unipak grand volume
- ✓ En polypropylène
- ✓ Economique
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Pots à commander séparément

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Forme : ronde
- ✓ Dimensions : (∅ x hauteur) 133 x 10 mm

### Unité de vente :

2 600 Couvercles pour pots 1,18 litres

---