


## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Référence</b>   | 054307   |
| <b>Designation</b> | Microplaque<br>384 puits<br>transparente<br>Nunc |



---

### Description :

Code-barres Non  
Propriété de liaison Hydrophile  
Fond Plat  
Format Étalon  
Méthode de détection Colorimétrique  
Array 16 x 24  
Conditionnement 30 boîtes  
Couleur Transparent  
Type de produit Microplaque  
Matériau PS  
Nbre de puits 384  
Volume (métrique) de travail 100 µl  
Stérilité Non stérile  
Traitement de surface MaxiSorp  
Type de puits Carré  
Nb par paquet 10

Blocage de la plaque Néant  
Molécule cible Anticorps (glycoprotéines)  
Carton de : 30