

FICHE TECHNIQUE

Référence	054310
Désignation	Plaque 96 puits Nunc



Description :

- ✓ Plaque en polypropylène conçue pour le screening, la collecte d'échantillons, la chimie combinatoire, les essais en phase liquide et le stockage d'échantillons
- ✓ Bords droits et couvercle à jupe longue pour une meilleure préhension des robots
- ✓ Surface non traitée
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Puits à fond rond
- ✓ Livré sans couvercle

Certificats :

- ✓ Non stérile – exempt de DNases, RNases
- ✓ Autoclavable
- ✓ Conforme ANSI

Caractéristiques techniques :

- ✓ 96 puits (8x12)
- ✓ Volume des puits : 0,5 ml
- ✓ Températures d'utilisation : -180°C à +121°C
- ✓ Dimensions : 128 x 86 x 14 mm

Unité de vente :

120 Plaques