

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	054815
<b>Désignation</b>	Microtube 1,75 ml



### Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Coloris : translucide
- ✓ Fond : rond
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : oui
- ✓ Bouchon : oui, bouchon Snap perçable

### Certificats :

- ✓ Stérile : non - exempt de DNases, Rnases, d'ADN humain et d'endotoxines
- ✓ Autoclavable : oui

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui
- ✓ Températures d'utilisation : de -40°C à +121°C
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 20 000 g
- ✓ Volume : 1,75 ml

**Unité de vente :** 500 Microtubes 1,75 ml

---