

FICHE TECHNIQUE

Référence	054818
Désignation	Microtubes Biocentrix



Description :

Microtube Biocentrix faible rétention 0,6 ml

Spécifications :

- ✓ En polypropylène transparent, issus de moules polis façon diamant
- ✓ Gradués, plage dépolie
- ✓ Acceptent de -40 °C à +121 °C
- ✓ Autoclavables à + 121 °C
- ✓ Capuchon avec zone de marquage et zone centrale perçable
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 20 000 g
- ✓ Conditionnés en sacs refermables
- ✓ Exempts de RNase, DNase
- ✓ Boil-proof : testés pour un usage jusqu'à l'ébullition

Unité de Vente

Sachet de 500 microtubes
