

FICHE TECHNIQUE

Référence	055001
Désignation	Cryotubes 1 ml



Description :

- ✓ Tubes cryogéniques utilisables au congélateur ou sous vapeur d'azote liquide
- ✓ En cas d'immersion dans l'azote liquide, il est impératif d'utiliser la gaine cryoflex
- ✓ En PP
- ✓ Stérile, exempt de DNase, RNase
- ✓ Filetage interne, avec joint silicone
- ✓ Avec surface d'inscription
- ✓ Fond conique, auto-stable
- ✓ Sans ailettes
- ✓ Volume : 1 ml
- ✓ \varnothing du tube : 12,5 mm

Unité de vente :

50 Cryotubes 1 ml