

FICHE TECHNIQUE

Référence	055002
Designation	Cryotube 1 ml fond conique à pas de vis interne, joint silicone



Description :

Anti-rotation Oui

Capacité (impériale) 0.0338 oz.

Matériau du bouchon Polypropylène (PP)

Type de bouchon Screw Cap

Exempt de DNase Oui

Imprimé Oui

Diamètre (métrique) externe 12.5 mm

Type Cryogénique, Cryogenic Tube

Certifications/Conformité Marquage CE pour le stockage des échantillons diagnostiques dans l'Union Européenne.

Description Avec surface d'écriture

Diamètre (impériale) externe 0.492 in

Capacité (métrique) 1.0 ml

Forme du fond Conique

Matériau Polypropylène (bouchon)

Type de filetage Interne

Longueur (impériale) 1.654 in

Longueur (métrique) 42 mm

Modèle À base autostable
Exempt de RNase Oui
Vapeur de LN2 (à -150°C) Oui
Gamme de produits Nunc™
Stérilité Stérile
Carton de : 50