

FICHE TECHNIQUE

Référence	055005
Désignation	Cryotube 1,8 ml



Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : rond
- ✓ Jupe : non - avec ailettes (autostable)
- ✓ Zone de marquage : oui
- ✓ Bouchon : pas de vis interne, joint silicone, bouchon à vis
- ✓ utilisable au congélateur ou sous vapeur d'azote liquide

Certificats :

- ✓ Stérile : oui - exempt de DNases, RNases
- ✓ Autoclavable : non
- ✓ Marquage CE ; conforme IATA pour l'expédition

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : non
- ✓ Températures d'utilisation : utilisable jusqu'à -196°C
- ✓ Centrifugeable : non
- ✓ Volume : 1,8 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 12,5 x 49 mm

Unité de vente : 50 Cryotubes 1,8 ml