

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	055006
<b>Désignation</b>	Cryotube 3,6 ml



### Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : rond
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage :
- ✓ Bouchon : oui, bouchon vissant, pas de vis interne
- ✓ Possibilité d'insérer une pastille color code dans le bouchon

### Certificats :

- ✓ Stérile : oui, non pyrogène, non toxique, exempt de DNases et RNases
- ✓ Autoclavable :
- ✓ Marquage CE ; conforme IATA pour l'expédition

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Températures d'utilisation : jusqu'à -196°C
- ✓ Volume : 3,6 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 12,5 x 70 mm

**Unité de vente :** 50 Cryotubes