

FICHE TECHNIQUE

Référence	055008
Désignation	Cryotube 4,5 ml fond rond à pas de vis interne, joint silicone



Anti-rotation No
Capacité (impériale) 0,1521 oz.
Matériau du bouchon Polypropylène (PP)
Type de bouchon Bouchon à vis
Exempt de DNase Oui
Imprimé Oui
Diamètre (métrique) externe 12.5 mm
Type Cryogénique, Tube cryogénique
Certifications/Conformité Marquage CE pour le stockage des échantillons diagnostiques dans l'Union Européenne.
Description Avec surface d'écriture, fond rond
Diamètre (impériale) externe 0.492 in
Capacité (métrique) 4.5 ml
Forme du fond Rond
Matériau Polypropylène (bouchon)
Type de filetage Interne
Longueur (impériale) 3.622 in
Longueur (métrique) 92 mm

Modèle Sans base autostable
Exempt de RNase Oui
Vapeur de LN2 (à -150°C) Oui
Gamme de produits Nunc™
Stérilité Stérile
Carton de : 50