


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	055011
<b>Désignation</b>	Cryotubes Nunc



### Description :

- ✓ Utilisables au congélateur ou sous vapeur d'azote liquide
- ✓ En cas d'immersion dans l'azote liquide, il est impératif d'utiliser la gaine cryoflex
- ✓ En polypropylène
- ✓ Stériles, non pyrogènes, non toxiques
- ✓ Utilisables jusqu'à -196 °C
- ✓ A pas de vis externe
- ✓ Avec surface d'inscription
- ✓ Possibilité d'insérer une pastille color code dans le bouchon
- ✓ Fond conique
- ✓ Autostable
- ✓ Avec ailette
- ✓ Diamètre : 12,5 mm
- ✓ Volume : 1 ml
- ✓ Hauteur : 40 mm

### Unité de vente :

50 cryotubes

---