


FICHE TECHNIQUE

Référence	055013
Désignation	Cryotubes Nunc



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour la conservation des échantillons en températures cryogéniques
- ✓ Stériles, non pyrogènes, non toxiques
- ✓ Utilisables jusqu'à -196 °C
- ✓ A pas de vis externe et surface d'inscription
- ✓ Avec ailette à la base, ce qui permet de les ouvrir d'une seule main lorsqu'ils sont placés dans le portoir spécial autobloquant
- ✓ Possibilité d'insérer une pastille color code dans le bouchon
- ✓ Autostable
- ✓ Diamètre : 12,5 mm
- ✓ Hauteur : 50 mm
- ✓ Volume : 1,8 ml
- ✓ Fond rond

Unité de vente :

50 Cryotubes
