

FICHE TECHNIQUE

Référence	055014
Désignation	Cryotubes Nunc



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Fond rond
- ✓ Stériles, non pyrogènes, non toxiques
- ✓ Utilisables jusqu'à -196 °C
- ✓ A pas de vis externe
- ✓ Avec ailette à la base, pour ouvrir d'une seule main les tubes placés dans le portoir spécial autobloquant
- ✓ Possibilité d'insérer une pastille color code dans le bouchon
- ✓ Diamètre : 12,5 mm
- ✓ Hauteur : 91 mm
- ✓ Volume : 4,5 ml

Unité de vente :

50 Cryotubes
